

информация о продукте

Пластина

MT блокированная пластина для пяточной кости

Артикул	высота
026620006	6
026620008	8
026620010	10



MT блокированная пластина для пяточного кубовидного сустава

Артикул	высота
026660000	0
026660008	8
026660010	10
026660012	12



MT блокированная пластина для первой плюсовой кости

Артикул	направления	высота
026651000	Левый	0
026652000	Правый	0
026651003	Левый	3
026652003	Правый	3
026651004	Левый	4
026652004	Правый	4
026651005	Левый	5
026652005	Правый	5
026651007	Левый	7
026652007	Правый	7




Марафон система фиксации стопы и голеностопного сустава



Винты

Артикул	Описание продукта	Длина (мм)
041170010- 041170050	MT 2.7мм Блокированный винт stardrive, саморез	10-50 (2мм зажимной болт-саморез)
042000010- 042000050	MT 2.7мм-Кортикальный винт square, саморез	10-50 (2мм зажимной болт-саморез)
041180010- 041180050	MT 3.0мм Блокированный винт stardrive, саморез	10-50 (2мм зажимной болт-саморез)
041190010- 041190050	MT 3.5мм Блокированный винт stardrive, саморез	10-50 (2мм зажимной болт-саморез)
041200010- 041200050	MT 2.7мм-Кортикальный винт square, саморез	10-50 (2мм зажимной болт-саморез)
041840010- 041840050	MT 4.0мм Блокированный винт stardrive, саморез	10-50 (2мм зажимной болт-саморез)

MT блокированная пластина для пяточной кости




меры предосторожности

Эта брошюра предназначена для простого ознакомления со спецификой и функциями продукта. Для клинического использования пожалуйста обратитесь к хирургическому руководству. Рекомендуется консультация опытных специалистов в области хирургии.

MT блокированная пластина для пяточного кубовидного сустава



Клины сужаются в поперечном направлении до медиали для более анатомической клиновидной формы.



без клины



клина

Четыре разных размера на выбор:
без клины, с клинкой 8мм, с клинкой 10мм или с клинкой 12мм.




MT 3.5мм Блокированный винт, stardrive, самонарезающий



4.0мм Блокированный винт, stardrive, самонарезающий

MT блокированная пластина для первой плюсневой кости



Клин (с размером 0, 3, 4, 5, 6, и 7мм) может предложить максимальную коррекцию 10°.



MT 2.7мм Блокированный винт, stardrive, самонарезающий



2.7мм Кортикальный винт, square, самонарезающий



MT 3.0мм Блокированный винт, stardrive, самонарезающий



MT 3.5мм Кортикальный винт, square, самонарезающий

Показания

- Пяточное смещение остеотомий
- колюционная остеотомия
- Удлинение кальцинокубовидного артродеоза