

Информация о продукте

Пластина

Артикул	Описание продукта	Отверстия
020661003- 020661008	Блокированная пластина для дистального отдела ключицы, левая	3-8
020662003- 020662008	Блокированная пластина для дистального отдела ключицы, правая	3-8

Винты

Артикул	Описание продукта	Длина (мм)
040070010- 040070075	3.5мм блокирующий винт, самонарезающий	10-75
040010008- 040010048	3.5мм кортикальный винт	8-48 (шаг 2мм)
040010050- 040010075	3.5мм кортикальный винт	50-75 (шаг 5мм)
040240006- 040240019	2.4мм блокирующий винт	6-19 (шаг 1мм)
040240020- 040240030	2.4мм блокирующий винт	20-30 (шаг 2мм)

Блокированная пластина для дистального отдела ключицы



990110007

Блокирующий или компрессионный остеосинтез предоставляет большой выбор вариантов фиксации.

Реконструктивные пазы предназначен для дополнительного изгиба.

Гладко отполированные округлые края для минимизации раздражения тканей.

Левый и правый варианты пластины разных размеров - от двух до восьми отверстий.

Фиксированный угол введения блокирующих 2.4мм винтов в головке пластины.


Шесть винтов фиксации с широким покрытием в дистальном отделе ключицы делают возможными оптимальное распределение давления и фиксацию при разнообразных вариантах перелома.

Анатомическая форма изгиба пластины точно соответствует ключичной кости.



Внимание

Данный флайер предназначен исключительно для разъяснения специфических черт продукта. Для клинического использования, пожалуйста, обратитесь к врачу - консультанту. Крайне рекомендована консультация опытного хирурга.



Показания

- Переломы дистального отдела ключицы
- Неправильно сросшиеся переломы
- Несросшиеся переломы
- Остеотомии.